

肿瘤 SNV 1-25% gDNA 标准品

产品说明书附件

注意: 建议使用推荐的方法对产品进行定量

等位基因突变频率检测结果:

等位基因突变频率验证: 微滴式数字 PCR					
基因型	基因频率(%)	实际基因频率	质检下限(%)	质检上限(%)	是否通过质检
EGFR_L858R	3	2.76	2.1	3.9	是
EGFR_T790M	1	0.83	0.7	1.3	是
EGFR_ΔE746-A750 (COSM6223)	2	1.98	1.4	2.6	是
EGFR_G719S	24.5	25.99	22.05	26.95	是
PIK3CA_E545K	9	8.30	7.2	10.8	是
PIK3CA_H1047R	17.5	15.93	15.75	19.25	是
KRAS_G12D	6	6.47	4.8	7.2	是
KRAS_G13D	15	16.30	13.5	16.5	是
BRAF_V600E	10.5	10.08	9.45	11.55	是
NRAS_Q61K	12.5	12.83	11.25	13.75	是